

**SMART GLOVE™**  
斯玛特手套集团

**产品目录**



**您未来的手套**  
**Your Futuristic Gloves**



Smart Glove Corporation



Sigma Glove and GX3 Specialty Plant



GX Corporation and Platinum Glove

## 关于 SMART GLOVE™

### 关于Smart Glove集团

Smart Glove集团始建于1994年，是全球公认的马来西亚领先创新型手套制造商之一。由Smart Glove创始人KP Foo先生领头，凭借扎实的技术知识和研发实践方法，领导其专家团队。Smart Glove拥有丰富的手套制造业经验和专业知识，并且稳健运营超过20年，可提供各种不同规格的手套，以满足不同行业的客户需求，包括医疗、食品和饮料以及无尘室等。

Smart Glove集团目前在马来西亚和印度尼西亚开展运营，配备现代化专业设施。

### 我们的使命

Smart Glove集团作为丁腈手套技术的先驱领导者，致力于通过持续研发可靠、舒适、环保并适合各种应用类型的手套，以保持其在于手套行业的前沿领先地位。

### 我们的承诺

我们生产的手套在每次装运前都会经过严格的质量检验和独立的第三方评估。以此表明我们的承诺，不断超越可接受的质量水平(AQL)标准，为我们的客户提供最大限度的质量屏障保护，并持续提供高于客户质量要求的优质产品。



### 我们的合作伙伴


二十多年来，作为主要的OEM制造商和一次性手部保护解决方案提供商，我们的合作伙伴一直对我们充满信任。

我们集团所有公司都通过了ISO认证，并严格按照生产操作规范，同时产品达到或超过各种国际标准，例如美国食品和药物管理局(FDA)和欧洲指令(EN)的标准，以及日本、加拿大、巴西、俄罗斯和更多国家的市场规定。



## 国际认证

Smart Glove致力于确保交付最高质量的手套，并获得多种国际认可认证。





## 医疗

### 我们使用新的改进技术生产检查手套，旨在提供卓越的舒适性和便捷性

- 适用于医务人员和兽医诊疗，以及医药和一般卫生用途
- 提供多种颜色可供选择
- 根据紧急医疗手术防护服和套装标准 NFPA 1999-2018，已通过UL进行了调查和验证

材质  
丁腈、氯丁

长度  
9英寸、12英寸

颜色  
黑色、白色、粉红色、绿色、深绿色、蓝色、钢蓝色、蓝绿色、深蓝色、钴蓝色、冰蓝色、紫蓝色

厚度  
3mil 至 10mil

深绿色9英寸氯丁C系列手套



蓝色9英寸丁腈S系列手套





## 牙科

### 经典款牙科手套对于口腔检查来说具有很高的安全性，并可为患者提供良好的就医体验

- 柔性手套可提供极致的湿握感和舒适性，以体现最佳性能
- 具有多种香味可供选择
- 100%丁腈手套。对于乳胶蛋白过敏亦可安全使用

材质  
丁腈、氯丁

长度  
9英寸

颜色  
白色、粉红色、绿色、蓝色、  
紫蓝色、橙色

气味  
葡萄味、薄荷味、泡泡糖味、  
绿茶味、香草味、橙色

厚度  
3mil 至 6mil






## 外科

### 我们的外科手术手套是专为满足外科医生的高期望而进行设计和定制的

- 新的改进技术旨在提供卓越的柔软度，以帮助轻松佩戴并减少手部疲劳感
- 我们可提供各种类型材料的产品，以满足不同类型手术的不同需求
- 也可提供无菌检查手套，并且可以单独包装或每袋成对包装
- 化疗耐药性 - 我们的手套已按照化疗渗透实验标准进行了测试



#### 外科手术手套

<b>材质</b>	丁腈、氯丁、聚异戊二烯、天然橡胶
<b>长度</b>	12英寸
<b>颜色</b>	白色、绿色、深绿色、深蓝色、钴蓝色、棕色
<b>厚度</b>	8mil、6mil(内层手套)

#### 无菌检查手套

<b>材质</b>	丁腈、氯丁
<b>长度</b>	9英寸、12英寸
<b>颜色</b>	白色、蓝色
<b>厚度</b>	3.5mil、6mil



白色12英寸  
外科手术手套



## 实验室 / 紧急医疗服务

**我们的手套具有优良的耐化学性，  
可用于实验室和急救医疗服务**

- 双色手套增强保护性能，当接触液体或血液时，对于切口或穿刺都有良好的可见性
- 高强度产品确保良好的保护性能
- 混合材料产品提供耐化学渗透性能

### 材质

丁腈、氯丁、天然橡胶、  
混合材料[聚氯丁二烯(面料)丁腈  
(里料)]

### 长度

9英寸、12英寸、16英寸

### 颜色

蓝色、紫蓝色  
双色:紫蓝色/绿色、黑色/红色、  
橙色/黑色、黑色/银色

### 厚度

3mil 至 18mil  
5mil 至 13mil (混合材料)  
15mil 至 18mil (天然橡胶)



黑色/红色9英寸丁腈手套





## 高危操作

### 用于高危暴露和繁重任务的理想手套

- 带有鱼鳞和菱形纹理手套，特别设计具有防滑功能，能在潮湿和油性应用中具有出色的抓握力
- 适用于汽车维修和保养、喷漆、机械维护和化学处理
- 高达20mil厚度的特制手套，以提供更好的保护性能

材质  
丁腈、氯丁、天然橡胶

长度  
9英寸、12英寸、16英寸

颜色  
黑色、绿色、深蓝色、橙色、  
双色

厚度  
6mil 至 20mil

深蓝色鱼鳞纹理  
9英寸丁腈手套



橙色菱形纹理  
12英寸丁腈手套







## 无尘室

**我们生产的无尘室手套颗粒含量极低，可萃取离子和非挥发性残留物也极低**

材质	丁腈、氯丁
长度	240mm、300mm、330mm
颜色	不透明白色、半透明
厚度	3.5mil、4.0mil、4.5mil、6至7mil

- 新制作方式设计用于在长时间使用时提供舒适性
- 适用于半导体、微电子、航空航天、光学和生物技术、硬盘驱动器、医疗保健、实验室、制药和制造业等需要洁净及受控环境的行业
- 十级(Class 10)、百级(Class 100)和千级(Class 1000)供选择
- 提供卓越的静电耗散(ESD)特性(抗静电)





## 食品

### 我们生产的手套适用于处理各种食物

- 食品加工手套在处理湿滑、干燥以及油腻的食品时可以提供超强的抓握力。适用于鱼、鸡和家禽加工
- 提供鱼鳞和菱形纹理型手套可供选择
- 食品供应手套可提供出色的灵活性和效能性。适用于烹饪、切割、切片和准备食材

#### 食品加工

材质	丁腈、氯丁、天然橡胶
长度	9英寸、12英寸、16英寸
颜色	黑色、橙色、深蓝色、钢蓝色、双色
厚度	6mil 至 10mil

#### 食品供应

材质	丁腈
长度	9英寸
颜色	白色、半透明、钢蓝色、亮蓝色
厚度	2mil

黑色9英寸  
丁腈手套



半透明及钢蓝色9英寸  
丁腈手套



# 式样

从颜色、材料、尺寸到质地，都可以自由选择。  
我们可以根据您的要求进行定制。

有关更多信息，请联系我们，邮箱地址：[info@smartglove.com.my](mailto:info@smartglove.com.my)

## 手指或全纹理

## 鱼鳞纹理

## 菱形纹理

## 混合搭配，自由选择

为您选择最合适的手套




### 1. 材质

- 丁腈
- 氯丁
- 聚异戊二烯
- 天然橡胶
- 混合材料
- 特殊配方



### 2. 颜色

- 各种纯色
- 双色



### 3. 式样

- 手指纹理
- 全纹理
- 鱼鳞纹理
- 菱形纹理
- 微粗化



### 4. 其他

- 无菌
- 加长袖口
- 含香味
- 特定手型
- 氯化或聚合物涂层



# SMART GLOVE™

**SMART GLOVE CORPORATION SDN BHD**

Lot 6487, Batu 5 ¼ Sementa, Jalan Kapar,

42100 Klang, Selangor, Malaysia

联系电话: +603 - 3291 6100 电邮: [info@smartglove.com.my](mailto:info@smartglove.com.my)

传真 : +603 - 3291 7526 网址: [www.smartglove.com.my](http://www.smartglove.com.my)

Smart Glove是Smart Glove Holdings Sdn Bhd或其附属公司所拥有的商标。  
© 2018年 Smart Glove Holdings Sdn Bhd. 保留所有权利。